

Набор ларингоскопов Riester Macintosh ri-standard

ФСЗ 2010/08453

набор, тип традиционный, многоразовый, Macintosh,
размер 2 / 3 / 4, рукоятка средняя, питание
аккумуляторное / батарейное

Rudolf Riester GmbH, Германия



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	2 / 3 / 4
Световод	интегрированный

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное / батарейное

Дополнительные характеристики

7040 - клинки Macintosh 2, 3, 4 батарейная рукоятка типа C;
7041 - клинки Macintosh 2, 3, 4 перезаряжаемая рукоятка типа C + аккумулятор + зарядное устройство gi-charger.