

Клипсы титановые LigaV® средние (M) 0301-01M

РЗН 2018/6785

титан, S / M / ML / L, в кассете 4 шт. / 6 шт. / 20 шт.

Grena Ltd., Великобритания



Харктеристики

Материал	титан
Размер	S / M / ML / L
Количество в кассете	4 шт. / 6 шт. / 20 шт.

Описание

Клипсы для лигирования Grena LigaV предназначены для маркировки и/или лигирования (перезатяга) тканевых структур и сосудов во время хирургических операций – везде, где показано применение титановых клипс.

- Материал:** медицинский титан.
- Исполнение:** одноразовые, стерильные (этиленоксид EO), без возможности повторной стерилизации и обработки.
- Совместимость:** применяются только с клипаторами LigaV; не совместимы с клипаторами Vclip и Click'aV.

Размеры клипс

Размер	Артикул	Диаметр лигируемых структур
S	0301-01S	0.3-1.5 мм
M	0301-01M	1.0-2.5 мм
ML	0301-01ML	2.5-4.0 мм
L	0301-01L	3.5-7.5 мм

Клипсы поставляются в картриджах с цветовой маркировкой по размеру – это упрощает выбор нужного размера непосредственно во время операции.