

Клипсы титановые VClip® средние (M) 0301-06M

РЗН 2018/6785

титан, XS / S / M / ML / L, в кассете 4 шт. / 6 шт. / 10 шт.

Grena Ltd., Великобритания



Харктеристики

Материал	титан
Размер	XS / S / M / ML / L
Количество в кассете	4 шт. / 6 шт. / 10 шт.

Описание

Vclip – одноразовые стерильные лигирующие клипсы из медицинского титана, предназначенные для пережатия (лигирования) и/или маркировки тканевых структур и сосудов во время хирургических операций – для достижения гемостаза или маркировки в случаях, где требуется применение нерассасывающихся материалов.

Клипса устанавливается вокруг тканевой структуры или сосуда и смыкается сжатием клипаппликатора Vclip соответствующего размера. Каждому размеру клипсы соответствует свой размер клипатора. Клипсы Vclip не совместимы с клипаторами для клипс LigaV или Click'aV.

Размеры клипс Vclip

Размер клипсы	Диаметр лигируемой структуры
XS	0.15-0.3 мм
S	0.3-1.5 мм
M	1.0-2.5 мм
ML	2.5-4.0 мм
L	3.5-7.5 мм