

Клипсы Абсолок ABSOLOK EXTRA AP400, AP401, AP402, AP403, AP406

ФСЗ 2008/02925

полимер рассасывающийся

Johnson & Johnson, Германия



Харктеристики

Материал полимер рассасывающийся

Описание

Лигатурные клипсы Absolok Extra – рассасывающиеся хирургические клипсы для лигирования сосудов и тканевых структур при открытых и эндоскопических вмешательствах. Изготовлены из полидиоксанона (ПДО) – синтетического алифатического полиэфира, окрашенного фиолетовым красителем для лучшей визуализации при наложении.

В отличие от металлических клипс, Absolok Extra прозрачны для рентгеновского излучения и не создают артефактов при компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Применение:

- Лигирование сосудов и тканевых структур при хирургических вмешательствах, не требующих постоянной лигатуры.
- В составе комплекта для швов Ethi-Endo-Clip (Lahodny) – фиксация нити на тканях без натяжения.

Клипсы выпускаются четырех размеров; каждому размеру соответствует аппликатор с одинаковой цветовой маркировкой – кольцо на аппликаторе совпадает с цветом кассеты клипс.

Соответствие размера клипс диаметру сосуда

Цветовой код	Диаметр сосуда
Синий	0.5-2.0 мм
Белый (бесцветный)	1.5-3.0 мм
Зеленый	2.5-4.0 мм
Желтый	3.5-7.0 мм

- Клипсы стерилизованы оксидом этилена и поставляются в индивидуальной стерильной упаковке.

- Изделие одноразовое: повторная стерилизация не допускается, при нарушении целостности упаковки клипсы подлежат утилизации.