

Титановые лигатурные клипсы PL568T

ФСЗ 2009/04133

титан, М / ML / L, в кассете 6 шт.

Aescular AG, Германия



Харктеристики

Материал	титан
Размер	М / ML / L
Количество в кассете	6 шт.

Описание

Титановые лигатурные клипсы Aescular выполнены из титана и предназначены для лигирования сосудов и трубчатых анатомических структур при лапароскопических вмешательствах.

Клипсы накладываются с помощью однозарядных эндоскопических клиппаторов Aescular соответствующего диаметра.

Структура внутренней поверхности клипса предупреждает его нежелательное соскальзывание с лигируемой структуры. Механизм закрытия предусматривает возможность репозиции клипса до его полного смыкания.

Артикул	Размер	Габариты	Цвет	Упаковка
PL567T	Средний	6.2×4.9 мм	Голубой	30 картриджей по 6 клипсов (180 клипсов)
PL568T	Средне-большой	8.1×7.9 мм	Зеленый	20 картриджей по 6 клипсов (120 клипсов)
PL561T	Большой	11.0×10.7 мм	Оранжевый	20 картриджей по 6 клипсов (120 клипсов)

Диаметр клиппатора:

- средние и средне-большие клипсы – клиппатор $\varnothing$ 10 мм;
- большие клипсы – клиппатор $\varnothing$ 12 мм.