

Клипсы полимерные Click'a-V® средние

РЗН 2018/6785

полимер неабсорбируемый, М / ML / L / XL, в кассете 2 шт. / 4 шт. / 6 шт.

Grena Ltd., Великобритания



Харктеристики

Материал	полимер неабсорбируемый
Размер	М / ML / L / XL
Количество в кассете	2 шт. / 4 шт. / 6 шт.

Описание

Click'aV – полимерные клипсы для интраоперационного пережатия (лигирования) тканевых структур и сосудов с целью гемостаза, а также для маркировки тканей и фиксации шовного материала. Клипсы одноразовые, стерильные, нерассасывающиеся, изготовлены из биосовместимого имплантируемого полимера.

Конструктивные особенности:

- проникающий замок – быстрое и надежное закрытие с боковой стабильностью клипсы;
- интегрированные зубцы – предотвращают соскальзывание клипсы с ткани;
- изогнутая форма – позволяет охватывать больший объем ткани.

☐ Материал клипс рентгенопрозрачен, создает минимальные помехи при КТ-визуализации и совместим с МРТ.

Размерный ряд Click'aV

Размер	Цвет	Диаметр лигируемой структуры
М	синий	2-7 мм
ML	зеленый	3-10 мм
L	фиолетовый	5-13 мм
XL	золотой	7-16 мм

Совместимость и комплектация:

- клипаторы Click'aV длиной 20 см и 27 см, в том числе с угловым наконечником 70°, соответствующего размера;
- картриджи по 2, 4 или 6 клипс;
- с клипаторами LigaV и Vclip клипсы Click'aV не совместимы.

При лапароскопических вмешательствах позволяют лигировать структуры диаметром до 10 мм через троакар 5 мм и до 16 мм через троакар 10 мм.