

Клипсонакладыватель хирургический LIGACLIP для эндоскопической и открытой хирургии MCM20, MCM30

ФСЗ 2008/02843

эндоскопический, размер средний (М), длина 292 мм, клипс в аппарате 20 шт. / 30 шт.

Ethicon Inc., США



Характеристики

Вид	эндоскопический
Область применения	бариатрия / гинекология / колопроктология / общая хирургия / торакальная хирургия
Типоразмер	средний (М)
Длина инструмента	292 мм
Ротация ствола	30°
Подача клипсы в бранши	автоматическая
Блокировка аппарата после использования последней клипсы	Да
Индикатор оставшихся клипс	Да
Для использования у одного пациента	Да

Параметры клипсы

Тип закрытия клипс	дистальный
Апертура открытой клипсы	4.3 мм
Длина закрытой клипсы	6.0 мм
Количество клипс в аппарате	20 шт. / 30 шт.

Дополнительные характеристики

- клипсы надежно удерживаются на сосуде или протоке благодаря наличию продольных и поперечных насечек на внутренней поверхности клипс;
- атравматичность и хорошая визуализация достигается за счет изогнутых закругленных браншей;
- блокировка аппарата после использования последней клипсы препятствует повреждению сосуда.
- храповый механизм позволяет надежно удерживать клипсу в браншах и перемещать ее по сосуду;

- дистальный тип закрытия клипс дает возможность неполного закрытия клипсы на сосуде для ее перемещения и точного позиционирования во время операции;
- тактильный и звуковой контроль закрытия клипсы на сосуде;
- клипсы синего цвета для лучшей визуализации на операционном поле;
- автоматическая подача клипсы в бранши и индикатор оставшихся в аппликаторе клипс позволяет легко контролировать расход во время операции;
- каждый размер имеет свою цветовую маркировку для удобства выбора клипаппликаторов.