

Клипсонакладыватель хирургический LIGAMAX 5 для эндоскопической хирургии EL5ML

ФСЗ 2008/02843

эндоскопический, размер средне-большой (ML), длина 330 мм, диаметр ствола 5.5 мм, клипс в аппарате 15 шт.

Ethicon Inc., США



Характеристики

Вид	эндоскопический
Область применения	бариатрия / гинекология / колопроктология / общая хирургия / торакальная хирургия / урология
Типоразмер	средне-большой (ML)
Длина инструмента	330 мм
Ротация ствола	360°
Диаметр ствола инструмента	5.5 мм
Подача клипсы в бранши	полуавтоматическая
Блокировка аппарата после использования последней клипсы	Да
Индикатор оставшихся клипс	Да
Для использования у одного пациента	Да

Параметры клипсы

Тип закрытия клипс	дистальный
Апертура открытой клипсы	3.6 мм
Длина закрытой клипсы	8.8 мм
Количество клипс в аппарате	15 шт.

Дополнительные характеристики

- клипсы надежно удерживаются на сосуде или протоке благодаря наличию продольных и поперечных насечек на внутренней поверхности клипс;

- атравматичность и хорошая визуализация достигается за счет изогнутых закругленных браншей;
- блокировка аппарата после использования последней клипсы препятствует повреждению сосуда;
- пассивные бранши складываются при прохождении через троакар, что обеспечивает использование среднебольших клипс в 5-миллиметровом троакаре XCEL;
- храповый механизм позволяет надежно удерживать клипсу в браншах и перемещать ее по сосуду;
- дистальный тип закрытия клипс дает возможность неполного закрытия клипсы на сосудах для ее перемещения и точного позиционирования во время операции;
- тактильный и звуковой контроль закрытия клипсы на сосудах;
- полуавтоматическая подача клипсы в бранши и индикатор оставшихся в аппликаторе клипс позволяет легко контролировать расход во время операции;
- каждый размер имеет свою цветовую маркировку для удобства выбора клипаппликаторов.