

Коагулятор ITC 300D

ФСЗ 2007/00403

электрохирургический, режимы коагуляция / резание, коагуляция биполярная / спрей, выходное напряжение 750 В, частота излучения 0.4 МГц, пинцет, набор электродов, нейтральный электрод

ITC Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Область применения	гинекология / лапароскопия / общая хирургия / пластическая хирургия / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / спрей
Выходное напряжение	750 В
Частота излучения	0.4 МГц
Выходная мощность	300 Вт
Кабель	Да
Память настроек мощности	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	350×350×130 мм
Масса	15 кг