

Коагулятор ITC 400D

ФСЗ 2007/00403

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
монополярное резание, коагуляция биполярная /
спрей, выходное напряжение 300 В, частота
излучения 0.4 МГц, пинцет, набор электродов,
нейтральный электрод

ITC Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Область применения	гинекология / общая хирургия / сосудистая хирургия / урология / эндоскопическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / спрей
Выходное напряжение	300 В
Частота излучения	0.4 МГц
Выходная мощность	400 Вт
Звуковая индикация	Да
Память выбранных режимов	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	350×430×150 мм
Масса	15 кг