

Коагулятор ITC MINI COG

ФСЗ 2007/00403

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / монополярная, выходное
напряжение 150 В, частота излучения 0.25 МГц,
пинцет, набор электродов

ITC Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Область применения	дерматология / косметология / ЛОР / стоматология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	150 В
Частота излучения	0.25 МГц
Выходная мощность	35 Вт
Звуковая индикация	Да
Кабель	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Размеры	160×195×65 мм
Масса	3.2 кг

Дополнительные характеристики

Коагулятор хирургический MINI COG