

Колонофиброскоп CF-E3I

ФСЗ 2008/01342

фиброскоп, резкость 5-100 мм, диаметр дистального
конца 13.8 мм, инструментальный канал 3.2 мм,
вводимая часть 12.9 мм, рабочая длина 1680 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	5-100 мм
Диаметр дистального конца	13.8 мм
Инструментальный канал	3.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.9 мм
Общая длина	1990 мм
Рабочая длина	1680 мм

Дополнительные характеристики

Улучшенная оптическая система, применяемая в аппаратах серии CF-E3, представляет собой высокую разрешающую способность вкупе с 180 градусным углом изгиба дистального конца и позволяет широко применять аппараты данной серии в диагностике и терапии. Малый диаметр вводимой трубки и легкость управления значительно упрощают проведение колоноскопии. Широкий биопсийный канал в 3.2 мм обеспечивает применение практически всей гаммы инструментов. Особый дизайн и водонепроницаемость аппарата дают возможность эффективно промывать и дезинфицировать как внутренний канал, так и все внешние детали, используя при необходимости полное погружение аппарата.