

Колонофиброскоп CF-E3L

ФСЗ 2008/01341

фиброскоп, резкость 4-100 мм, диаметр дистального
конца 13.8 мм, инструментальный канал 3.2 мм,
вводимая часть 12.9 мм, рабочая длина 1680 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	4-100 мм
Диаметр дистального конца	13.8 мм
Инструментальный канал	3.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.9 мм
Общая длина	2000 мм
Рабочая длина	1680 мм

Дополнительные характеристики

Колонофиброскоп OLYMPUS CF-E3L- многоцелевой колоноскоп стандартного типа с модернизированной системой оптики. Модернизация системы оптики выражена в увеличенном до 140 градусов угле обзора, повышенной детализацией мелких деталей и возможностью изменения угла изгиба дистального конца до 180 градусов. Данный вид колоноскопа нашел свое применение и в диагностической медицине и в терапевтической практике.

Небольшой диаметр вводного конца колоноскопа, простота конструкции прибора, интуитивно понятное управление углами обзора делают проведение процедуры более комфортным для клиента и более удобным для специалиста. При всей компактности прибора и небольшом диаметре вводной трубки ширина инструментального канала составляет 3,2 миллиметра, что делает возможным использование стандартного набора инструментов применяемых в эндоскопии.

Запатентованное решение по герметизации прибора предоставляет возможность полного погружения оборудования в дезинфицирующий раствор при проведении дезинфекции.