

Колонофиброскоп PCF-E3L

ФСЗ 2008/01140

фиброскоп, резкость 5-100 мм, инструментальный канал 3.2 мм, вводимая часть 11.8 мм, рабочая длина 1680 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	120 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	5-100 мм
Инструментальный канал	3.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	11.8 мм
Общая длина	2000 мм
Рабочая длина	1680 мм

Дополнительные характеристики

Оптика высокого разрешения OLYMPUS позволяет получить изображение хорошего качества, что помогает точно определить структуры слизистой. Инструментальный канал и все внешние части могут быть легко и эффективно очищены с помощью погружения в дезинфицирующий раствор, а эргономический дизайн блока управления эндоскопа обеспечивает возможность легкого манипулирования.