

## Колонофиброскоп Pentax FC-38FV

ФСЗ 2008/01977

фиброскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального конца 13.4 мм, инструментальный канал 3.8 мм, вводимая часть 13.8 мм, рабочая длина 1500 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



### Характеристики

---

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Вид                             | фиброскоп |
| Угол поля зрения                | 120 °     |
| Изгиб дистальной части вверх    | 180 °     |
| Изгиб дистальной части вниз     | 180 °     |
| Изгиб дистальной части вправо   | 160 °     |
| Изгиб дистальной части влево    | 160 °     |
| Глубина резкости                | 3-100 мм  |
| Диаметр дистального конца       | 13.4 мм   |
| Инструментальный канал          | 3.8 мм    |
| Наружный диаметр вводимой части | 13.8 мм   |
| Общая длина                     | 1845 мм   |
| Рабочая длина                   | 1500 мм   |

### Дополнительные характеристики

---

- высококачественная фиброоптическая система с долгим сроком службы;
- канал подачи воды/воздуха для промывания дистальной линзы колоноскопа;
- высокая устойчивость колонофиброскопа FC-38FV к появлению "битых пикселей";
- широкий инструментальный канал (3,8 мм) дает широкие терапевтические возможности;
- высокая устойчивость к образованию "альфа-петель" тубуса для счет необходимой жесткости вводимой трубки;
- широкая подвижность дистальной части эндоскопа, позволяющая изгибать дистальный конец до 180 градусов;
- удобная рукоятка с эргономичным расположением управляющих элементов.