

Колонофиброскоп Pentax FC-38LV

ФСЗ 2008/01977

фиброскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 13.4 мм, инструментальный канал 3.8 мм,
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1700 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Угол поля зрения	120 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	13.4 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	2015 мм
Рабочая длина	1700 мм

Дополнительные характеристики

- высококачественная фиброоптическая система с долгим сроком службы;
- увеличенная длина рабочего тубуса до 1700 мм для больших диагностических и операционных возможностей;
- канал подачи воды/воздуха для промывания дистальной линзы колоноскопа;
- высокая устойчивость колонофиброскопа FC-38LV к появлению "битых пикселей";
- широкий инструментальный канал (3,8 мм) дает широкие терапевтические возможности;
- высокая устойчивость к образованию "альфа-петель" тубуса за счет необходимой жесткости вводимой трубки;
- широкая подвижность дистальной части эндоскопа, позволяющая изгибать дистальный конец до 180 градусов;
- удобная рукоятка с эргономичным расположением управляющих элементов.