

Колоноскоп фиброоптический FC-1Z

ФСЗ 2011/10110

фиброскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 13.0 мм, вводимая часть 13.0 мм, рабочая
длина 1660 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	120 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	13.0 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.0 мм
Общая длина	1980 мм
Рабочая длина	1660 мм

Дополнительные характеристики

Фиброколоноскоп для нижних отделов желудочно-кишечного тракта со стандартным инструментальным каналом диаметра 3,2 мм и достаточной рабочей длиной 1660 мм. Благодаря постепенному изменению жесткости вводимой части этот эндоскоп необычайно легко вводить. Фиброскоп полностью водонепроницаем.