

Колоновидеоскоп AXEON CF-LV1I

ФСЗ 2012/12490

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 13.2 мм, инструментальный канал 3.7 мм,
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1330 мм,
минимальное расстояние 4 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	145 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	13.2 мм
Инструментальный канал	3.7 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	1630 мм
Рабочая длина	1330 мм
Минимальное видимое расстояние	4 мм

Дополнительные характеристики

Одним из преимуществ новой эндоскопической системы являются светодиоды, которые не требуют замены. Соответственно, не происходит простоя системы вследствие выхода из строя лампы осветителя, который происходил у моделей предыдущего поколения. Таким образом AXEON — очень экономичная модель. Он совместим с гастроскопом GIF-LV1 и колоноскопом CF-LV1L/I. Эти эндоскопы имеют небольшой диаметр вводимой части. Угол обзора составляет 145° с минимальным фокусным расстоянием 3 мм.