

Колоновидеоскоп CF-FH260AZI

ФСЗ 2009/04955

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального конца 14.8 мм, инструментальный канал 3.2 мм, вводимая часть 13.2 мм, рабочая длина 1330 мм, минимальное расстояние 5 мм



Olympus Medical Systems Corporation, Япония

Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	170 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	14.8 мм
Инструментальный канал	3.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.2 мм
Общая длина	1665 мм
Рабочая длина	1330 мм
Минимальное видимое расстояние	5 мм

Дополнительные характеристики

Уникальное качество изображения с двойной ПЗС-матрицей для авто флуоресцентного и HDTV изображений, плюс функция оптического увеличения и поддержка системы NBI (получение изображения в узкополновом спектре света).