

Колоновидеоскоп CF-FH260AZL

ФСЗ 2009/04955

видеоскоп, резкость 2-100 мм, диаметр дистального
конца 13.9 мм, инструментальный канал 3.7 мм,
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1680 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	170 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	2-100 мм
Диаметр дистального конца	13.9 мм
Инструментальный канал	3.7 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	2005 мм
Рабочая длина	1680 мм

Дополнительные характеристики

Изображение в стандарте HDTV (телевидение высокой четкости) дает большие возможности при исследовании слизистых структур и капиллярной сети.

Приближенный фокус обеспечивает более детальное исследование без использования электронного увеличения.

Narrow Band Imaging - функция узкополосного изображения позволяет в лучшей степени дифференцировать капилляры и иные структуры в высоком контрасте к окружающим тканям.