

Колоновидеоскоп CF-H190 I

РЗН 2014/1906

видеоскоп, резкость 2-100 мм, диаметр дистального
конца 13.8 мм, инструментальный канал 3.7 мм,
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1680 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	170 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	2-100 мм
Диаметр дистального конца	13.8 мм
Инструментальный канал	3.7 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	2005 мм
Рабочая длина	1680 мм

Дополнительные характеристики

Видеокколоноскоп CF-H190L/I EVIS EXERA III обеспечивает превосходное качество и яркость изображений даже при узкоспектральной визуализации, делая диагностику более точной. Уникальные функции включают в себя "технология отзывчивого введения" (RIT) для обеспечения легкого управления эндоскопом, что в значительной степени уменьшает неприятные ощущения для пациента.