

Колоновидеоскоп CF-H170I

РЗН 2015/3422

видеоскоп, резкость 2-100 мм, диаметр дистального конца 12.8 мм, инструментальный канал 3.7 мм, вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1680 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	2-100 мм
Диаметр дистального конца	12.8 мм
Инструментальный канал	3.7 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	2005 мм
Рабочая длина	1680 мм

Дополнительные характеристики

Поддерживает технологию узкоспектральной визуализации NBI, улучшающую видимость капилляров и других структур на поверхности слизистой.

Качество изображения в формате HDTV с разрешением 1080 для получения четких и детализированных снимков морфологических структур. Благодаря точной цветопередаче исследование слизистой стало проще и быстрее.

Оптическая технология Close Focus (близкий фокус) позволяет получать увеличенные, четкие изображения на расстоянии 2 мм от исследуемого участка.

Дополнительный канал подачи воды для удаления слизи и органических остатков с поверхности слизистой для облегчения осмотра. Подача жидкости включается с рукоятки эндоскопа или педали.

Регулируемая жесткость для простого введения. Данная технология позволяет избежать перекручивания эндоскопа и гораздо легче преодолеть анатомические особенности толстой кишки.

Водонепроницаемый разъем для быстрого подключения к видеопроцессору CV-170 OPTERA.