

Колоновидеоскоп CF-H170L

РЗН 2015/3422

видеоскоп, резкость 2-100 мм, диаметр дистального
конца 12.8 мм, инструментальный канал 3.7 мм,
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1680 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	170 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	2-100 мм
Диаметр дистального конца	12.8 мм
Инструментальный канал	3.7 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	2005 мм
Рабочая длина	1680 мм

Дополнительные характеристики

Революционная разрешающая способность Full HD (1920x1080 пикселей).
Светодиодный (LED) источник света.
Тонкая конструкция для комфорта пациента.
Технология узкоспектральной визуализации (NBI) повышает возможности определения поражений пищевода, кишечной метаплазии и используется для раннего обнаружения рака в ЖКТ.
Близкий фокус.
Изменяемая жесткость способствует введению трубки в прямую кишку и предотвращает образование петель в сигмовидной кишке.
Водное сопло повышает эффективность очистки слизистой и поддерживает гемостаз.

Снижение риска проникновения воды благодаря полной герметичности коннектора, подключаемого одним касанием.