

Колоновидеоскоп CF-Q150L

РЗН 2015/3464

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального конца 12.8 мм, инструментальный канал 3.7 мм, вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1660 мм, минимальное расстояние 5 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	12.8 мм
Инструментальный канал	3.7 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	2005 мм
Рабочая длина	1660 мм
Минимальное видимое расстояние	5 мм

Дополнительные характеристики

Колоновидеоскоп CF-Q150 L предназначен для практического использования с широким диаметром инструментального канала в 3,7 мм и наружным диаметром и дистального конца, и вводимой трубки 12,8 мм.