

Колоновидеоскоп EC-530WL3

РЗН 2013/949

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 12.8 мм, инструментальный канал 3.8 мм,
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1690 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	12.8 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	1990 мм
Рабочая длина	1690 мм

Дополнительные характеристики

Этот эндоскоп, предназначен для исследования нижних отделов ЖКТ, обладает большим углом (140°) поля обзора и повышенным разрешением. Новая конструкция ColoAssist упрощает введение.