

Колоновидеоскоп EC-590WI4

РЗН 2013/949

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального конца 12.8 мм, инструментальный канал 3.8 мм, вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1520 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	12.8 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	1820 мм
Рабочая длина	1520 мм

Дополнительные характеристики

Видеокколоноскоп EC-590WI4 – универсальная модель для диагностики и рутинных колоноскопических манипуляций на нижних отделах толстого кишечника. Конструкция эндоскопа обладает улучшенной манёвренностью за счёт градуированной жёсткости зонда (ColoAssist). Вводимая трубка имеет рабочую длину 1520 мм, широкий инструментальный канал и большой угол поля зрения. Эндоскоп оснащён современной оптикой и CCD матрицей, которые создают изображения с улучшенной яркостью и контрастностью. При использовании модели совместно с процессорами Fujifilm возможности выявления заболеваний на начальной стадии значительно возрастают. Практически незаметные патологии тканей хорошо просматриваются за счёт технологии FICE, режимы которой легко переключаются кнопкой на рукоятке.