

Колоновидеоскоп EC-590WL4

РЗН 2013/949

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 12.8 мм, инструментальный канал 3.8 мм,
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1690 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	12.8 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	1990 мм
Рабочая длина	1690 мм

Дополнительные характеристики

EC-590WL4 – универсальный видеоколоноскоп для диагностических обследований и эндоскопических операций на толстом кишечнике. Модель оснащена современными оптическими технологиями и при использовании видеопроцессоров Fujifilm серии EPX выдаёт изображения высочайшего качества в различных вариациях. Конструкция на базе технологии градуированной жёсткости ColoAssist придаёт модели отличную манёвренность и повышенную управляемость при введении. Рабочая длина зонда 1690 мм, что позволяет использовать его для лечения взрослых пациентов. Через эндоскоп возможна подача водно-воздушной смеси для ирригации/аспирации кишечника. Устройство оснащено системой WaterJet, которая с помощью воды под давлением очищает область терапевтического воздействия.