

Колоновидеоскоп EC-590WM4

РЗН 2013/949

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 12.8 мм, инструментальный канал 3.8 мм,
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1330 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	12.8 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	1630 мм
Рабочая длина	1330 мм

Дополнительные характеристики

Видеоколоноскоп EC-590WM4 предназначен для диагностических исследований и рутинных операций на нижних отделах ЖКТ. Модель оснащена передовой оптикой и матрицей SuperCCD, которые формируют изображение высокой яркости и чёткости. При подключении к процессорам Fujifilm серии EPX врач может воспользоваться спектральным выделением цветом, легко выбирая нужный режим переключателем на рукоятке. Цветовая дифференциация помогает отличить патологически изменённые ткани от здоровых и выявить заболевание на начальной стадии. Эндоскоп обладает повышенной манёвренностью благодаря технологии ColoAssist, придающей зонду ступенчатую гибкость.