

Колоновидеоскоп EVIS EXERA III CF-HQ190I

РЗН 2014/1906

видеоскоп, резкость 2-100 мм, диаметр дистального
конца 13.2 мм, инструментальный канал 3.7 мм,
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1330 мм,
минимальное расстояние 4 мм



Olympus Medical Systems Corporation, Япония

Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	170 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	2-100 мм
Диаметр дистального конца	13.2 мм
Инструментальный канал	3.7 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	1655 мм
Рабочая длина	1330 мм
Минимальное видимое расстояние	4 мм

Дополнительные характеристики

Видеоколоноскоп CF-HQ190 системы EVIS EXERA III совершил революцию в колоноскопии, оснастив инновационными улучшенными возможностями диагностики простой в использовании рутинный эндоскоп. Добавленные функции включают в себя технологию "отзывчивого" введения (RIT) для обеспечения легкого управления введением аппарата, что в значительной степени уменьшает неприятные ощущения для пациента. Видеоколоноскоп CF-HQ190 системы EVIS EXERA III находится на вершине эндоскопических технологий, разрабатываемых компанией Olympus. Совмещая в себе технологию двойного фокуса и узкоспектральную визуализацию (NBI) CF-HQ190 предлагает улучшенные диагностические возможности для рутинной

эндоскопии. Кроме дополнительных диагностических технологий, эндоскоп оснащен рядом эргономических усовершенствований, которые облегчают управление на всем протяжении рабочего процесса эндоскопии.