

Колоновидеоскоп EVIS EXERA III PCF-H190I

РЗН 2014/1906

видеоскоп, резкость 2-100 мм, диаметр дистального
конца 11.7 мм, инструментальный канал 3.7 мм,
вводимая часть 11.5 мм, рабочая длина 1330 мм,
минимальное расстояние 4 мм



Olympus Medical Systems Corporation, Япония

Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	170 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	2-100 мм
Диаметр дистального конца	11.7 мм
Инструментальный канал	3.7 мм
Наружный диаметр вводимой части	11.5 мм
Общая длина	1680 мм
Рабочая длина	1330 мм
Минимальное видимое расстояние	4 мм

Дополнительные характеристики

Модель PCF-H190I — это идеальный выбор для эффективной колоноскопии там, где требуется эндоскоп с меньшим наружным диаметром. Исключительная четкость HD-изображения, более мощная узкоспектральная визуализация (NBI), улучшенный угол обзора — и все это в видеоколоноскопе меньшего диаметра, что обеспечивает точность и эффективность диагностических процедур даже для сложных в анатомическом отношении случаев.