

Колоновидеоскоп EVIS EXERA III PCF-PH190L

РЗН 2014/1906

видеоскоп, резкость 2-100 мм, диаметр дистального
конца 9.7 мм, инструментальный канал 3.2 мм,
вводимая часть 9.5 мм, рабочая длина 1680 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	2-100 мм
Диаметр дистального конца	9.7 мм
Инструментальный канал	3.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	9.5 мм
Общая длина	2000 мм
Рабочая длина	1680 мм

Дополнительные характеристики

Модель PCF-PH190L представляет собой совершенно новый тип колоноскопа, который проще вводить даже в самых сложных случаях. Благодаря супертонкому наружному диаметру и технологии "отзывчивого" введения, колоноскоп PCF-PH190L сочетает в себе весь спектр диагностических и терапевтических преимуществ при наружном диаметре всего в 9,5 мм.

HDTV-изображения высокого качества имеют превосходную цветопередачу, равномерную яркость и сниженный уровень образования ореолов и шума, что помогает обнаружить патологию и поставить точный диагноз.