

Колоновидеоскоп EVIS LUCERA PCF-Q260AL

ФСЗ 2009/04955

видеоскоп, резкость 5-100 мм, диаметр дистального
конца 11.3 мм, инструментальный канал 3.2 мм,
вводимая часть 11.3 мм, рабочая длина 1680 мм,
минимальное расстояние 5 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	5-100 мм
Диаметр дистального конца	11.3 мм
Инструментальный канал	3.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	11.3 мм
Общая длина	2005 мм
Рабочая длина	1680 мм
Минимальное видимое расстояние	5 мм

Дополнительные характеристики

КОЛОНОВИДЕОСКОП PCF-Q260AL EVIS LUCERA является сверхтонким эндоскопом нового поколения с переменной жесткостью, который обеспечивает превосходное качество изображения и возможности введения, аналогичные обычным эндоскопам стандартных размеров с переменной жесткостью. Предполагается, что возможность введения эндоскопа улучшена, доступно погружение в толстую кишку на более глубокий уровень, а высокое качество изображения обеспечивает четкое и точное отображение слизистых оболочек. Уникальная возможность переменной жесткости позволяет устанавливать необходимую гибкость вводимой трубки.