

Колоновидеоскоп Pentax EC-2990Fi

РЗН 2013/613

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального конца 10.8 мм, инструментальный канал 2.8 мм, вводимая часть 9.8 мм, рабочая длина 1500 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	10.8 мм
Инструментальный канал	2.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	9.8 мм
Общая длина	1823 мм
Рабочая длина	1500 мм

Дополнительные характеристики

Ультратонкий колоноскоп EC-2990Fi способен достичь тех участков кишечника, которые недоступны никакому другому видеокколоноскопу. Революционный размер вводимой трубки 9,8 мм и впечатляющие углы изгиба тонкого дистального конца идеально подходят для проведения обследования детей и пациентов со сложным кишечником. Углы изгиба в 180/180 градусов вверх-вниз и 160/160 градусов вправо-влево позволяют обследовать проксимальные стенки складок кишечника, легко проходить такие непростые участки, как сигмовидная кишка и печеночный изгиб, максимально точно позиционировать прибор напротив очага поражения слизистой.