

Колоновидеоскоп Pentax EC-2990Mi

РЗН 2013/613

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 10.2 мм, инструментальный канал 2.8 мм,
вводимая часть 9.8 мм, рабочая длина 1300 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	10.2 мм
Инструментальный канал	2.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	9.8 мм
Общая длина	1623 мм
Рабочая длина	1300 мм

Дополнительные характеристики

Превосходно подходящий для диагностики, EC-2990Li обеспечивает отличные параметры обзорности, цветопередачи и четкости изображения и способствуют точной и легкой диагностике состояния ЖКТ. Широкий инструментальный канал 3,8 мм, заключенным в тонкую вводимую трубку 13,2 мм, позволяет использовать почти все эндоскопические инструменты, а значит, диапазон возможных применений колоноскопа позволяет отнести его к категории универсальных. Все рутинные операции на кишечнике – полипэктомии, опухолеэктомии, коагуляция кровотечений, лечение непроходимости – решаются с помощью данного медицинского аппарата очень эффективно.