

Колоновидеоскоп Pentax EC-3490TLi

ФСЗ 2009/04064

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 10.5 мм, инструментальный канал 3.2 мм,
вводимая часть 11.6 мм, рабочая длина 1700 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	10.5 мм
Инструментальный канал	3.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	11.6 мм
Общая длина	2023 мм
Рабочая длина	1700 мм

Дополнительные характеристики

Основной особенностью модели является новейшая вводимая трубка со ступенчатой гибкостью, заканчивающаяся дистальным концом системы RetroView, технология RetroView позволила на четверть уменьшить радиус изгиба дистального конца, увеличив при этом его подвижность. Теперь конец способен загибаться на 210 градусов вверх, что в сумме с меньшим радиусом изгиба дает врачу возможность провести осмотр дистальной стороны полипов, обнаружить скрытые и ранее трудно доступные для наблюдения пораженные участки в складках кишечника, провести сложную полипэктомию. А большая длина 1700 мм вводимой трубки увеличивает диагностические и терапевтические возможности колоноскопа и делает этот колоноскоп идеальным для детального осмотра всех нижних отделов ЖКТ с высоким качеством. Тонкая ригидная трубка HD видеоколоноскопа EC-3490TLi упрощает введение прибора и позволяет использование колоноскопа в педиатрии.