

Колоновидеоскоп Pentax EC-380FK2P

ФСЗ 2009/03873

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального конца 13.4 мм, инструментальный канал 3.8 мм, вводимая часть 13.2 мм, рабочая длина 1500 мм

Hoya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	13.4 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.2 мм
Общая длина	1823 мм
Рабочая длина	1500 мм

Дополнительные характеристики

- полностью цифровой тракт обработки изображения с точной цветопередачей и детализацией позволяет визуализировать анатомические особенности нижних отделов ЖКТ;
- более жесткий тубус EC-380FK2p в сравнении со стандартными колоноскопами;
- широкий угол обзора колоноскопа и близкий фокус способствуют быстрой ориентации в полости и комфорту при работе;
- широкий инструментальный канал видеокколоноскопа EC-380FK2p дает возможность проведения широкого спектра диагностических и операционных мероприятий - санация полости, термическая коагуляция язв, остановка кровотечения, устранение и извлечение опухолей, полипов, инородных тел;
- градуированная гибкость вводимой трубки (GDF) препятствует образованию альфа-петель рабочей части видеокколоноскопа;
- простое управление колоноскопом за счет легкой рукоятке с эргономично расположенными элементами управления;

- надежность всех конструктивных элементов и долговечность работы эндоскопов Pentax снижают операционный расход на обслуживание оборудования.