

Колоновидеоскоп Pentax EC-380FKp

ФСЗ 2009/03873

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального конца 13.4 мм, инструментальный канал 3.8 мм, вводимая часть 13.2 мм, рабочая длина 1500 мм

Hoya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	13.4 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.2 мм
Общая длина	1823 мм
Рабочая длина	1500 мм

Дополнительные характеристики

Видеоколоноскопы серии Pentax EC-380FKp — маневренные приборы, специально сконструированные для удобства введения и последующего манипулирования. Широкий инструментальный канал диаметром 3,8 мм делает возможным использование различных аксссуаров, а также обеспечивает проведение отличной аспирации.

Более жёсткая вводимая трубка моделей видеоколоноскопов FKp2/LKp2 позволяет проводить исследование без помощи ассистента.

Видеоколоноскоп Pentax EC-380FKp работает с эндоскопическим видеопроцессором Pentax EPK-100p. Для комплектации минимального работоспособного комплекта необходимы как минимум видеоколоноскоп, видеопроцессор и монитор. Для ведения базы данных пациентов, архива данных обследований и эндоскопических изображений, а также для печати протоколов обследований и изображений рекомендуется использовать АРМ врача-эндоскописта Medical Vision.