

Колоновидеоскоп Pentax EC-380LKp

ФСЗ 2009/03873

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального конца 13.0 мм, инструментальный канал 3.8 мм, вводимая часть 13.2 мм, рабочая длина 1500 мм

Hoya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	13.0 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.2 мм
Общая длина	1823 мм
Рабочая длина	1500 мм

Дополнительные характеристики

Полностью цифровой тракт обработки изображения с точной цветопередачей и детализацией.

Широкий угол обзора колоноскопа и близкий фокус.

Увеличенная длина повышает диагностические и терапевтические возможности.

Широкий инструментальный канал - санация полости, термическая коагуляция язв, остановка кровотечения, устранение и извлечение опухолей, полипов, инородных тел.

Градуированная гибкость вводимой трубки (GDF).