

Колоновидеоскоп Pentax EC-3890Fi

ФСЗ 2009/03873

видеоскоп, инструментальный канал 4.2 мм, вводимая часть 13.2 мм, рабочая длина 1500 мм

Ноя Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Инструментальный канал	4.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.2 мм
Рабочая длина	1500 мм

Дополнительные характеристики

- изображение стандарта высокого разрешения HD+;
- широкий угол обзора колоноскопа и близкий фокус способствуют быстрой ориентации в полости и комфорту при работе;
- отличные параметры обзорности, цветопередачи и четкости изображения способствуют точной и легкой диагностике состояния ЖКТ;
- отдельный выделенный канал в эндоскопе для подачи воды под давлением будет полезен для быстрой очистки операционного поля;
- благодаря широкому инструментальному каналу (3,8 мм) Вы можете использовать полный спектр эндотерапевтического инструментария;
- градуированная гибкость вводимой трубки (GDF) препятствует образованию альфа-петель рабочей части видеоколоноскопа.