

Колоновидеоскоп Pentax EC-3890Fi2

ФСЗ 2009/03873

видеоскоп, диаметр дистального конца 13.2 мм,
инструментальный канал 3.8 мм, вводимая часть 13.2
мм, рабочая длина 1500 мм

Hoya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Диаметр дистального конца	13.2 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.2 мм
Общая длина	1823 мм
Рабочая длина	1500 мм

Дополнительные характеристики

У данной модели есть идентичный по характеристикам аналог со стандартной жесткостью тубуса - колоноскоп EC-3890FK. При этом абсолютно все характеристики мобильности дистального конца, не смотря на увеличенную жесткость, совпадают с характеристиками EC-3890Fi.

Превосходно подходящий для диагностики, Pentax EC-3890Fi2 обеспечивает отличные параметры обзорности, цветопередачи и четкости изображения и способствуют точной и легкой диагностике состояния ЖКТ. А широкий инструментальный канал 3,8 мм, заключенным в тонкую вводимую трубку 13,2 мм, позволяет использовать почти все эндоскопические инструменты, а значит, диапазон возможных применений колоноскопа позволяет отнести его к категории универсальных. Все рутинные операции на кишечнике – полипэктомии, туморэктомии, коагуляция кровотечений, лечение непроходимости – решаются с помощью данного медицинского аппарата очень эффективно.