

Колоновидеоскоп Pentax EC-3890Li

ФСЗ 2009/03873

видеоскоп, резкость 4-100 мм, диаметр дистального
конца 13.2 мм, инструментальный канал 3.8 мм,
вводимая часть 13.2 мм, рабочая длина 1700 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	4-100 мм
Диаметр дистального конца	13.2 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.2 мм
Общая длина	2023 мм
Рабочая длина	1700 мм

Дополнительные характеристики

Pentax EC-3890Li - видеоколоноскоп с качеством картинки стандарта HD+ и увеличенной длиной рабочей части. Превосходно подходящий для диагностики, он обеспечивает отличные параметры обзорности, цветопередачи и четкости изображения и способствуют точной и легкой диагностике состояния ЖКТ. Широкий инструментальный канал 3,8 мм, заключенным в тонкую вводимую трубку 13,2 мм, позволяет использовать почти все эндоскопические инструменты, а значит, диапазон возможных применений колоноскопа позволяет отнести его к категории универсальных. Все рутинные операции на кишечнике – полипэктомии, туморэктомии, коагуляция кровотечений, лечение непроходимости – решаются с помощью данного медицинского аппарата очень эффективно. Увеличенная до 1700 мм длина вводимой трубки увеличивает диагностические и терапевтические возможности колоноскопа.