

Колоновидеоскоп Pentax EC-3890LZi

РЗН 2013/613

видеоскоп, резкость 4-100 мм, диаметр дистального
конца 13.0 мм, инструментальный канал 4.2 мм,
вводимая часть 13.2 мм, рабочая длина 1700 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	4-100 мм
Диаметр дистального конца	13.0 мм
Инструментальный канал	4.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.2 мм
Общая длина	2025 мм
Рабочая длина	1700 мм

Дополнительные характеристики

Pentax EC-3890LZi - видеоколоноскоп стандарта высокой четкости HD+ с функцией оптического увеличения MagniView, технологией улучшенной визуализации и максимально удлиненным рабочим тубусом, что дает больше возможностей для исследования нижних отделов ЖКТ. Видеоколоноскоп EC-3890LZi был создан как универсальный аппарат с функцией мощного оптического увеличения до 136 раз для повседневного применения.

В основе функциональности вводимой трубки лежит патентованная технология GDF, наделяющая трубку ступенчатой гибкостью. Она достаточно ригидна для незатрудненного введения в кишечник пациента, но при этом предлагает подвижность во время прецизионных действий.