

Колоновидеоскоп Pentax EC-3890MK2

ФСЗ 2009/03873

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального конца 13.2 мм, инструментальный канал 4.2 мм, вводимая часть 13.2 мм, рабочая длина 1300 мм

Hoya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	13.2 мм
Инструментальный канал	4.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.2 мм
Общая длина	1623 мм
Рабочая длина	1300 мм

Дополнительные характеристики

Видеоколоноскоп EC-3890MK2 - колоноскоп Pentax с увеличенным инструментальным каналом и вводимой трубкой увеличенной жесткости для пациентов со стриктурами кишечника.

Колоноскоп Pentax EC-3890MK2 предназначен для обследования взрослых пациентов, также он может широко применяться для проведения лечебных процедур, благодаря наличию очень большого инструментального канала 4,2 мм.

- более жесткий тубус в сравнении со стандартными колоноскопами;
- широкий рабочий канал для инструментария 4,2 мм дает возможность проведения широкого спектра диагностических и операционных мероприятий - санация полости, термическая коагуляция язв, остановка кровотечения, устранение и извлечение опухолей, полипов, инородных тел;
- отличные параметры обзорности, цветопередачи и четкости изображения способствуют точной и легкой диагностике состояния ЖКТ.