

Колоновидеоскоп Pentax EC-3890TLK

ФСЗ 2010/07420

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального конца 13.2 мм, инструментальный канал 2.8 / 3.8 мм, вводимая часть 13.2 мм, рабочая длина 1700 мм

Hoya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	13.2 мм
Инструментальный канал	2.8 / 3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	13.2 мм
Общая длина	1833 мм
Рабочая длина	1700 мм

Дополнительные характеристики

Видеоколоноскоп EC-3890TLK – характеризуется увеличенной длиной рабочего тубуса и великолепной записывающей матрицей стандарта HD, конструкция колоноскопа включает в себя два рабочих канала: 3,8 мм и 2,8 мм, работая этим видеоколоноскопом, можно использовать одновременно два инструмента, что обеспечивает беспрецедентные терапевтические возможности и удобство при работе.