

Колоновидеоскоп Pentax EC34-i10M

РЗН 2013/613

видеоскоп, резкость 2-100 мм, диаметр дистального конца 11.5 мм, инструментальный канал 3.8 мм, вводимая часть 11.6 мм, рабочая длина 1300 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	2-100 мм
Диаметр дистального конца	11.5 мм
Инструментальный канал	3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	11.6 мм
Общая длина	1616 мм
Рабочая длина	1300 мм

Дополнительные характеристики

Широкие диагностические возможности обеспечиваются усилением деталей слизистой за счет технологии "Close Focus". Новая мегапиксельная матрица формирует детализованное изображение в высоком разрешении HD+, а особая система фильтров i-Scan улучшает видеоряд для более наглядного представления структур кишечника пациента.

Укороченный дистальный конец модели EC34-i10 повышает манёвренность и улучшает доступ к труднодоступным участкам. Кроме того, модель EC34-i10 предлагает наилучшее соотношение между внешним диаметром (11,6 мм) и инструментальным каналом (3,8 мм), что повышает комфорт пациентов и даёт возможность проведения широкого диапазона лечебных процедур.

Рукоятка видео колоноскопа Pentax EC34-i10M имеет меньший вес (если сравнивать с серией 90i), улучшенную форму и обновленное положение кнопок. Это, безусловно, способствует лучшей эргономике

Вводимая трубка выполнена по технологии GDF, ступенчатой гибкости, облегчающей введение колоноскопа и дальнейшие манипуляции.