

Коловорот по HUDSON KA 070

ФСЗ 2009/05784

коловорот, длина 270 мм

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	коловорот
Длина	270 мм
Комплектующие	Комплект из 5 фрез и насадки-удлинителя: - бор конический, Ø 9.0 мм (KA 070/01) - бор конический, Ø 14.0 мм (KA 070/02) - бор, Ø 16.0 мм (KA 070/03) - бор, Ø 22.0 мм (KA 070/09) - трепан плоский по Cushing, Ø 14.0 мм (KA 070/05) - насадка-удлинитель (KA 070/05)