

Колпачок «Луер» однократного применения

ФСЗ 2010/06417

заглушка, кранов - шт., соединение Луер,
двухзаходная резьба, одноразовое использование,
стерильно, в упаковке 1280 шт.

ФреБор ПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	заглушка
Количество кранов в блоке	- шт.
Соединение	Луер
Материал	ПНД медицинского назначения
Двухзаходная резьба	Да
Одноразовое использование	Да
Стерильно	Да
Количество в упаковке	1280 шт.

Дополнительные характеристики

Колпачок «Луер» однократного применения используется в качестве заглушки в изделиях медицинского назначения имеющих коннектор «Луер» (ЦВК, ПВК и др.) обеспечивая их герметичность.

Отличительные характеристики:

- колпачок **«Луер»** обеспечивает стерильность и апиrogenность внутренней среды медицинских изделий;
- сопрягаем со всеми коннекторами имеющих конус «Луер»;
- оборудован двухзаходней правой резьбой.

Эксплуатационные характеристики:

- индивидуальная упаковка состоит из сваренного по контуру пакета из термоформуемой многослойной пленки и газопроницаемой бумаги, на которой нанесена вся информация об изделии;
- стерилизация осуществляется окисью этилена в промышленных стерилизационных камерах.

Технические характеристики:

- материал – ПНД медицинского назначения;
- стерилизация – газовая, этилен оксидом (ЭО);
- упаковочный материал – пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги;

- стерильно, апиrogenно, нетоксично, гипоаллергенно;
- гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 5 лет с даты изготовления;
- количество в ящике – 1280 шт.