

Кольпоскоп ATMOS i View 31 COLPO

ФСЗ 2012/13383

оптический кольпоскоп, светодиод, рабочее расстояние 200 / 250 / 300 / 400 мм, подключение камеры, с фильтром

ATMOS Medizintechnik GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	светодиод
Рабочее расстояние	200 / 250 / 300 / 400 мм
Подключение камеры	Да
Фильтр	Да

Описание

Варианты исполнения кольпоскопа ATMOS i View 31 COLPO:

- на напольном мобильном штативе;
- на гинекологическом кресле (навешивание слева или справа).

Особенности:

- пятиступенчатый переключатель увеличения
- дополнительная тонкая фокусировка
- встроенный модуль камеры
- подключение HD-камеры с байонетом типа Sony E
- большой выходной зрачок
- быстрое трёхмерное восприятие
- удобная работа без усталости глаз
- увеличенная стереобаза в 24 мм
- оптимизированный стереоэффект
- гарантия оптимальной резкости изображения
- высококачественная цветокоррекция
- HD-изображение

Основные параметры:

- 4 объектива с разными фокусными расстояниями (200, 250, 300 и 400 мм) с возможностью точной фокусировки или без нее (простая смена объективов благодаря резьбе на головке микроскопа);
- 5-ти ступенчатый переключатель увеличения, и точная регулировка ручками с обеих сторон;

- биноклярные тубусы, простота подстройки благодаря креплению типа Zeiss «ласточкин хвост»;
- поворотный зеленый фильтр;
- регулируемая яркость.