

Кольпоскоп Carl Zeiss E

ФСЗ 2008/02967

оптический кольпоскоп, галогенная лампа, рабочее расстояние 300 мм, 3х / 5х / 8х, подключение камеры, с фильтром

Carl Zeiss Microscopy, Германия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	галогенная лампа
Рабочее расстояние	300 мм
Увеличение	3х / 5х / 8х
Подключение камеры	Да
Фильтр	Да

Описание

Кольпоскоп Carl Zeiss E – бюджетный компактный кольпоскоп для рутинных гинекологических исследований.

Рабочее расстояние: 250 мм, 300 мм

Увеличение: 3х, 5х, 8х (объектив f=300 мм со встроенным 3-ступенчатым переключателем)

Диапазон точной фокусировки: 18 мм

Освещение: оптико-волоконный осветитель холодного света 6 В

Характеристики Carl Zeiss E:

- Высокоинтенсивный оптико-волоконный осветитель со встроенным световодом.
- Регулировка яркости освещения.
- Удобные регуляторы, рассчитанные на управление одной рукой.
- Большой диапазон точной фокусировки, 3-позиционная регулировка увеличения.
- Широкоугольная оптика, обеспечивающая максимальное поле зрения, великолепный панорамный вид.
- Напольный штатив на колесах с фиксацией или крепление на гинекологическое кресло.

Дополнительные принадлежности