

Кольпоскоп MS Westfalia Cetus III

ФСЗ 2011/10094

оптический кольпоскоп, галогенная лампа, рабочее расстояние 250 / 300 мм, 3x / 5x, с фильтром

MS Westfalia GmbH, Германия



Характеристики

Вид	оптический кольпоскоп
Источник света	галогенная лампа
Рабочее расстояние	250 / 300 мм
Увеличение	3x / 5x
Фильтр	Да

Описание

Особенности стереокольпоскопа Cetus III:

- передвижной штатив, возможность крепления на гинекологические кресла (кушетки) или потолок;
- эргономичная конструкция прибора;
- рабочая головка кольпоскопа легко передвигается одной рукой;
- возможность выбора системы освещения;
- регулируемый зеленый фильтр;
- встроенная диафрагма для увеличения глубины фокусировки;
- ручное тонкое фокусирование;
- прямые или наклонные тубусы (на выбор);
- сменные объективы и окуляры;
- широкий выбор дополнительных комплектующих для документации исследования;
- оборудование для второго наблюдателя;
- встроенная видеокамера «Vision»;
- возможность подключения к лазерным системам от ведущих производителей;
- автоматизированная версия (увеличение и фокусировка).